

La gamme GT DERMATO (2 – 21)

Réservoirs de stockage d'azote liquide destinés aux traitements dermatologiques

GT équipés de 2 canisters type "louche"



Canisters hauteur
25 et 50 mm

Accrochage facile du canister



CRYAL JET maxi

- ▶ Réservoirs conformes à la Directive Médicale 93/42 EEC
- ▶ Disponibles dans 4 volumes: 2, 9, 11 et 21 L
- ▶ Transportables, compacts, légers
- ▶ Système d'accrochage du canister
- ▶ Libère les mains de l'opérateur
- ▶ Manipulation sans risque
- ▶ Garantie vide 6 ans



La gamme CRYAL JET

Spray Cryogénique pour les traitements par cryothérapie

Remplissage du Cryaljet à l'aide d'un TR et du système de soutirage simplifié **A**
Gamme TR voir page 10


Accessoires



Système simplifié de soutirage
Réf.: ACC-DERMATO-1



- ▶ Réservoir conforme à la Directive Médicale 93/42 EEC
- ▶ Disponible en 0,5 L
- ▶ Facile d'utilisation
- ▶ Acier inoxydable
- ▶ Jet d'azote immédiat
- ▶ Large gamme de buses et sondes de contact
- ▶ Garantie vide 1 an



Sondes de contact

Réf.: ACC-CRYALJET-204



Buses de pulvérisation

Réf.: ACC-CRYALJET-105




Gants cryo ^{* page 7}

Réf.: ACC-SECU-15 / 18



Visière

Réf.: ACC-SECU-1



Lot de 6 coupes cahoutchouc

Réf.: ACC-CRYALJET-3

Gamme DERMATO

		CRYAL JET				
		GT 2	GT 9	GT 11	GT 21	MAXI
CARACTÉRISTIQUES						
Capacité utile	l	2	9,3	12,2	21,5	0,5
Diamètre du col	mm	30	50	50	50	68,5
Autonomie statique	J	25	84	130	225	244
Poids à vide	kg	1,9	8,2	9,2	13	0,62
Poids plein	kg	3,5	15,7	19	30,4	0,94
Hauteur totale	mm	392	450	630	660	285
Diamètre canister	mm	26	31	31	31	
REFERENCES PRODUITS						
GT DERMATO équipé avec canister inox ^{1) 2)}		GT2-DERMATO-1	GT9-DERMATO-1	GT11-DERMATO-1	GT21-DERMATO-1	
CRYAL JET MAXI 0,5 l (avec 6 buses)						CRYALJET50-1

1) GT 2 DERMATO : équipé avec 1 canister inox. 2) GT 9 / 11 / 21 DERMATO : équipé avec 1 canister 25 mm de haut et 1 canister 50 mm de haut.