



ALPHAGAZ™ 1

AZOTE

ALPHAGAZ, la solution adaptée pour une performance analytique optimale

ALPHAGAZ 1, l'engagement qualité pour les analyses du % au ppm



Applications

Gaz vecteur (GC)
Gaz d'instrumentation (LCMS)
Purge et gaz zéro

Données physiques

Poids moléculaire 28 g/mol
Densité relative, gaz 0,97 (air=1)
Densité relative, liquide 0,8 (eau=1)
N° CAS 7727-37-9

Information de transport

Gaz comprimé

Désignation officielle Azote, comprimé
N° ONU 1066
ADR/RID Classe 2
Code de classification 1A



Propriétés

Identification des dangers: risque d'asphyxie à haute concentration.
Domaine d'inflammabilité : non inflammable
Protection personnelle: assurer une ventilation appropriée

Fiches de Données de Sécurité

Accès : www.airliquide.com

Equipement bouteilles

Raccord du robinet :
AFNOR C (21,7 x 1,814 SI - à droite mâle)
Couleur de l'ogive : noir (RAL 9005)



Spécifications du produit

Pureté globale (% mol)	Impuretés (ppm-mol)	Mode d'approvisionnement	Taille de l'emballage	Pression (bar)	Capacité (m3)
N ₂	H ₂ O ≤ 2 O ₂ ≤ 2 C _n H _m ≤ 0,5 CO ≤ 0,5 CO ₂ ≤ 0,5	Bouteille	L50	200	9,5
≥ 99,999					

Produit conseillé pour les analyses du % au ppm
Garantie: 60 mois